

Оборудование для стерелизации медицинских изделий

Автоклав БАЛТСТЕР

САМАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В РОССИИ

имеет опыт более 10 лет производства оборудования с методом автоклавирования. Более 5000 лечебных учреждений применяют в повседневной практике оборудование производства

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

Автоклав «БАЛТСТЕР®» - это высокотехнологичное современное оборудование, выполняющее в автоматическом режиме стерилизацию и сушку изделий медицинского назначения. Оборудование функционирует с применением водяного насыщенного пара под давлением в условиях вакуума. Оборудование по доступной цене соответствует мировым стандартам качества имеет в своей основе передовые технологические решения.



Функциональность автоклавов Балтстер

- Наличие стандартных режимов стерилизации
- Автоматическое включение режима сушки
- Возможность программирования свободных режимов
- Подходит для интенсивной эксплуатации
- Выносной блок управления со встроенным принтером и сенсорным дисплеем
- Печать протокола цикла стерилизации

Безопасность и надежность автоклавов Балтстер

- Надежные конструктивные решения (Технология применяется более 10 лет)
- В производстве оборудования используются качественные материалы
- Контроль процесса стерилизации на всех этапах
- Отсутствия остаточного пара при открывании
- Надежное усиленное запирающее устройство
- Блок управления обеспечивает удобную эксплуатацию и отказоустойчивость компонентов.

Простота в эксплуатации

Интуитивно понятный сенсорный дисплей упрощает работу оператора
Оборудование подключается только к электричеству и не требует подключения к водоснабжению.

Соответствие нормативам

Национальный стандарт РФ «Стерилизаторы паровые малые ГОСТ РЕН 13060—2011»
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность СанПиН 2.1.3.2630-10
Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
Методические указания МУ-287-113 по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения.

Оборудование	БАЛТСТЕР 15	БАЛТСТЕР 30	БАЛТСТЕР 50
Объем камеры	15 литров	30 литров	50 литров
Размер	400x375x650	600x430x1150	630x460x1150
Режим	121°C - 20 мин; 126°C - 10 мин; 134°C - 5 мин		
Режим сушки	автоматический 20 мин, 60°C		