


**Комплект средств перемещения и перевозки  
пациентов КСПП-ММ**

**НОСИЛКИ ПЛАЩЕВЫЕ НП-ММ (мод. 0607)**

**Паспорт  
ТУ 9451 -009-10660186-2006**



2014

**Назначение**

Носилки плащевые НП-ММ ( в дальнейшем - носилки) предназначены для транспортировки пациентов в зоне действия транспортных средств экстренной медицинской помощи, служб спасения, при эвакуации пострадавших.

Транспортировка осуществляется :

- 2 санитарями при переноске пациента в положении «сидя»

(полотнище носилок сложено вдвое),

- 3-6 санитарями при переноске пациента в положении «лежа».

Легкие и компактные носилки складываются в продольном и поперечном направлениях. Полотно носилок выполнено из прочной винилискожи на тканой основе с двухсторонним полимерным покрытием.

Грузоподъемность, кг	150
Габаритные размеры носилок, мм	1800 x 880
Габаритные размеры носилок в сложенном виде, мм	310 x 230x 60
Масса, кг	2,2

**Техническое обслуживание**

Производить санитарную обработку поверхностей носилок.

**Гарантийные обязательства**

Носилки отвечают требованиям действующей технической документации, медико-техническим требованиям и ГОСТ 16940.

Гарантия 12 месяцев со дня поставки.

Проверено 23 ЯНВ 2014

Дата продажи " 20 г.

Подписи лиц, ответственных  
за приемку изделия ( )