



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 декабря 2015 года № ФСР 2008/02716

На медицинское изделие

Анализатор концентрации электролитов в крови, сыворотке и плазме
АЭК- 01 «Квер» по ТУ 9443-002-42980704-2003

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Производитель

Место производства медицинского изделия

Номер регистрационного досье № РД-9361/52701 от 26.11.2015

Вид медицинского изделия 272180

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4310

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

ЮЛИЯ ВЕРУЖА
ДИРЕКТОР
ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА А.В.

приказом Росздравнадзор от 15 декабря 2015 года № 9128
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0015775

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 декабря 2015 года № ФСР 2008/02716

Лист 1

На медицинское изделие

**Анализатор концентрации электролитов в крови, сыворотке и плазме
АЭК-01 «Квер» по ТУ 9443-002-42980704-2003 в следующей комплектации:**

блок анализатора 1 шт.;

сменные и запасные части:

-электрод К 1 шт.;

-электрод Na 1 шт.;

-электрод Cl 1 шт.;

-электрод Ca 1 шт.;

-электрод pH 1 шт.;

-электрод Li 1 шт.;

-электрод сравнения 1.0M проточный 1 шт.;

-уплотнительное кольцо поршневого насоса 1 шт.;

-трубка клапанная 1 шт.;

расходные материалы:

-калибратор 1 (К, Na, Cl, Li) 1 фл.;

-калибратор 1 (К, Na, Ca, pH, Cl) 1 фл.;

-калибратор 2 (К, Na, Cl, Li) 1 фл.;

-калибратор 2 (К, Na, Ca, pH, Cl) 1 фл.;

-раствор солевого мостика 1 фл.;

-кондиционер 1 фл.;

-очистительный раствор 1 фл.;

-комплект растворов контроля качества 1 шт..

**ВОИНА ВЕРУ
ДИРЕКТОР
ИЗДАНИЕ 1.0**



Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко
М.А. Мурашко

0015671